

RADIOMETER
DP - 11 - b

356

RADIOMETR DP-II-b

Popis a návod k použití

Obsah:

	Strana
I. Určení přístroje	5
II. Technická data přístroje	5
III. Popis jednotlivých částí	7
IV. Příprava k měření	9
V. Všeobecná pravidla používání	13
VI. Popis blokového schematu	15
VII. Popis schématu	16
VIII. Popis konstrukce	20
Ovládací skřínka	20
Sonda	21
Otevírání ovládací skřínky	23
Otevírání sondy	24
Seřízení radiometru po výměně GM trubice a elektronek	26
Všeobecné pokyny pro opravy	27
IX. Cejchování	29
X. Hlavní závady na přístroji a způsoby jejich odstranění	39
Poznámka :	

Poloha přepínače (dilší rozsah)	Gama v záření v mr hod.	Beta záření v $\frac{\text{min. cm}^2}{\text{rozp.}}$	
		n ₁	n ₂
1	0,030 + 0,40	150 — 2000	
2	0,30 + 20	1500 — 100000	70000 — 1000000

I. **Určení přístroje.**
 Přístroj DP-11-b je radiometr beta-gama a je určen k zjištění a kvantitativnímu stanovení radioaktivního zamorení povrchu různých předmětů a předmětů, jakož i ke zjišťování radioaktivních látek ve vodě a jiných kapalinách.
 Aktivita beta záření se určuje množstvím rozpadu za minutu na jednom čtverečním centimetru zkoumaného povrchu.

rozp.
 $\frac{\text{min. cm}^2}{\text{rozp.}}$

Gama záření se určuje v miliroentgenech za hodinu $\left(\frac{\text{hod.}}{\text{mr}} \right)$ v místě (prostorovém bodu), ve kterém je při měření sonda radiometru.

II. Technická data přístroje.

1. Měřicí rozsah radiometru.

Označení uváděná v závorce platí pro přístroje s českým po-
řízením ovládacích prvků.

Uvedený rozsah leží v rozmezí 16 — 92 % stupnice měřicího přístroje. Zvýšení intenzity záření nad měřicí rozsahem přístroje se projevuje zrychleným praskáním ve sluchátkách, při čemž ručička přístroje nemusí vždy dostoupit pravého krajinu dílu na stupnicí. Ostrý syčivý zvuk ve sluchátku znamená, že intenzita záření je vyšší než asi 500 mr/hod. Při této intenzitě záření ručička mě-

říčho přístroje se může pohybovat zprava doleva, (tak zvaný obrácený chod přístroje). V těchto případech udává přístroj chybne hodnoty.

2. Práce s přístrojem při intenzitě záření nad 500 mr/hod.

Abychom se vyhnuli poškození GM trubice, které může nastati při měření intenzity vyšší než 500 mr/hod., nemá být radiometr zapnut při takovéto intenzitě déle než 30 vteřin. Po práci s radiometrem při takovýchto intenzitách se doporučuje, trvala-li práce tři a více hodin, provést prověrku cejchování radiometru.

3. Přesnost přístroje.

Chyba v cejchování radiometru vzhledem k typovému cejchovnímu grafu (přiloženému k technickému popisu) není větší než $\pm 50\%$. Pro většinu elektronek však nepřevyšuje odchylnka údaje stupnice o $\pm 30\%$.

Určení intenzity záření (zamorení) lze provést též dle tabulky na odklápcím víku radiometru.

Další chyba měření je způsobena destabilizačními faktory jenž současně, pak chyba nepřesahuje $\pm 20\%$. Údaje přístroje jsou výšší při klesající teplotě a nižší při stoupající teplotě.

4. Doba potřebná k odečítání údaje na přístroji.

Na druhém dílčím rozsahu — 0,5 minuty.

Na prvním dílčím rozsahu — 1 minuta.

5. Napájení přístroje.

Radiometr je napájen ze dvou článků typu „2S“ a z jedné baterie typu „GB-80-0,15“.

Jedna souprava napájecích zdrojů zajišťuje nepřetržitý chod přístroje po dobu minimálně 50 hodin. Tato provozní doba je především dána kapacitou článku „2S“.

Baterie „GB-80-0,15“ umožňuje chod přístroje po dobu podstatně delší.

Proud odlebíraný z napájecích zdrojů za optimálních podmínek:
anodovými obvody 6 mA
žhavícími obvody 200 mA

6. Způsobilost přístroje k měření za zvláštních podmínek.
Přístroj je způsobilý k měření:

při změně teploty od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$, při normální relativní vlhkosti okolního vzduchu (60 — 70 %);
při změně vlhkosti okolního vzduchu od 40 do 98 % a teplotě $+20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;

zapojení i konstrukce umožňují užití přístroje při teplotách od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$, je-li pro napájení použito mrazuvzdorné baterie.

7. Měření zamorení kapalin a práce za deště.

Sonda radiometru je hermetická a dovoluje ponoření do kapaliny až do hloubky 20 cm.

Celková konstrukce přístroje dovoluje práci za deště.

8. Váha přístroje a jeho hlavní rozměry.

Váha měřicí soupravy nepřesahuje 5,4 kg. Váha soupravy s transportním truhlikem nepřesahuje 10,6 kg.

Hlavní rozměry ovládací skřínky jsou $260 \times 115 \times 175$ mm.

Sonda je dlouhá přibližně 1 m. Průměr sondy nepřesahuje 35 mm.

9. Obsluha.

Přístroj přenáší a obsluhuje jedna osoba.

III. Popis jednotlivých částí.

Radiometr se skládá ze dvou hlavních částí:

1. Ovládací skřínky.

2. Sondy.

Kromě toho do soupravy přístroje náleží sluchátka TA-4, a pruhy pro upevnění ovládací skřínky na prsa obsluhujícího. Na jednom popruhu jsou dvě karabinky, z nichž jedna je určena k zařízení sondy a druhá k upevnění ovládací skřínky. Sonda je spojena s ovládací skřínkou ohebným kabelem pomocí konektoru s jistnou maticí.

Ovládací skřinka.

Na panelu ovládací skřínky je mikroampérmetr a následující ovládací prvky:

„Anod“ (Anoda) — k nastavení anodového napětí „Nakal“ (Žhavení) — k nastavení žhavícího napětí „Ustanovka nulja“ (Nulování) — k nastavení nuly na mikroampérmetru

„Sbros“ (Tlačítko) — zkratovací tlačítko - spojeno s potenciometrem „Ustanovka nulja“ (Nulování).

Funkční přepínač u kterého jsou následující polohy:

„Vyk“ (Vyp) — radiometr je vypnut

„N“ (Z) — kontrola a nastavení žhavícího napětí

„A“ (A) — kontrola a nastavení anodového napětí

„2“ (2) — dílčí rozsah pro měření velkých intenzit

„1“ (1) — dílčí rozsah pro měření malých intenzit.

Kontrola žhavícího a anodového napětí při příslušných polohách přepínače se provádí mikroampérmetrem, který je v tom případě odpojen od okruhu pro měření záření. Stupnice mikroampérmetru je uvnitř opatřena osvětlovací žárovkou pro práci za tmy. Osvětlení se zapíná tlačítkem „OSV“ (Osvětlení) na panelu ovládací skřínky.

Kromě ovládacích prvků jsou na panelu ovládací skřínky zdírkы pro zapojení sluchátek „TLF“ (Sluchátka), konektorová zásuvka pro pípojení sondy a typový štítek přístroje. Panel ovládací skřínky je chráněn sklopným krytem, ve kterém je okénko dovolující pracovat s přístrojem i když je sklopny kryt uzavřen.

Na vnitřní straně sklopného krytu je tabulka s převody délky stupnice přístroje na jednotky záření a krátký návod k připravě přístroje na měření.

Sonda.

Sonda radiometru je v podstatě trubka o průměru 26 mm ukončená otočnou hlavicí o maximálním průměru 35 mm.

Otočná hlavice má dvě pracovní polohy:

1. Přímou — trubka i hlavice tvoří přímku.
2. Úhlovou — hlavice je pootočena a svírá s trubkou úhel přibližně 120 stupňů.

Na konci trubky je držadlo, kterým prochází kabel k ovládací skřínce. Na otočné hlavici, stejně tak jako na typovém štítku ovládací skřínky je vyznačeno číslo radiometru. Je zde též vyryta ryska udávající směr ořáčení hlavice při jejím natáčení z přímé polohy do polohy úhlové. Při natáčení hlavice do úhlové polohy je třeba uchopit rukama obě strany otočného krčku a lámavě vratným pohybem otočit hlavici ve směru rysky do úhlové polohy až na doraz.

Nastavení hlavice do přímé polohy se provádí opačným postupem.

Hlavice sondy je opatřena otočným krytem, jehož použití je vysvětleno níže.

IV. Příprava k měření.

Příprava radiometru k měření pozůstává z vlastního sestavení přístroje, z nastavení jeho pracovních podmínek a ze seřízení hlavice sondy dle charakteru měřeného záření.

Za účelem sestavení přístroje je třeba:

1. Otevřít ukládací truhlik.
2. Vymout z truhliku ovládací skřínku, sondu a napájecí zdroje (dva žhavící článsky typu „2S“ a anodovou baterii „GB-80-0,15“).
3. Připravit napájecí soupravu k vložení do přístroje, tj. zhavit

vývody baterie „GB-80-0,15“ a článků „2S“ izolace na délce 8 mm od konci.

4. Přepínač na panelu ovládací skřínky přepnout do polohy „Vyk“ (Vyp), knofliky „Anod“ (Anoda) a „Nakal“ (Žhavení) otočit na doraz proti směru otáčení ručiček hodinových. Uvolnit uzavěry krytu ovládací skřínky (na bočních stěnách) a skřínku z krytu otevřít. Přitom je třeba uvážit, že vysunutí ovládací skřínky z krytu je zpočátku stíženo těsněním v žlábkům na okrajích ovládací skřínky.

5. Vložit do příslušných oddělení ovládací skřínky baterii a žhavicí články, a jejich vývody připojit k příslušným stiskacím svorkám. Aby články držely pevně v příslušném oddělení, používá se těsnění z pěnové pryže, z nichž jedno se umísťuje mezi dno příslušného oddělení a spodní stěnu článku, druhé pak mezi potencometry 37 a 42 a vrchní část článku.

Vývody prvého článku „2S“ zapojit na svorky „+N1“ a „-N1“. Vývody druhého článku „2S“ zapojit na svorky „+N2“ a „-N2“. Svorky N1 a N2 jsou umístěny ve výrezu krytu chránícího montáž ovládací skřínky. Vývody baterie GB-80-0,15 se zapojují na svorky „+A“ a „-A“.

6. Vsunouti ovládací skřínku do krytu a uzavřít uzávěry.

7. Nasadit zástrčku konektoru sondy a upevnit ji pojistnou maticí. Uzavírací matici našroubovat na boční stěnu krytu.

8. Připnouti k ovládací skřínce popruhy a upevnit ji na obsluhujícího.

9. V případě potřeby zasunouti do zdírek „TLF“ (sluchátka) vidlici sluchátek.

Pro nastavení pracovních podmínek přístroje je zapotřebí:

1. Funkční přepínač přepnout z polohy „Vyk“ (Vyp) do polohy „N“ (Z), knoflikem „Nakal“ (Zhavení) nastavit ručku přístroje na značku „N“ (Z) a po několik okamžíků udržovat tímto způsobem žhavici napětí. Žhavici napěti je třeba takto přezkušovat při každém zapnutí přístroje a před každým důležitým měřením.

2. Přepínač přepnouti z polohy „N“ (Z) do polohy „A“ (A), knoflikem „Anod“ (Anoda) nastavit ručku přístroje na značku „A“ a po několik okamžíků udržovat tímto způsobem nastavené napěti. Správné nastavení anodového napěti se kontroluje při každém zapnutí přístroje a před každým důležitým měřením.

3. Přepínač přepnouti do polohy „2“ (druhý dílkí rozsah) nebo „1“ (první dílkí rozsah), stisknout tlačítko „Sbros“ (Tlačítko) a přesvědčit se, zda ručička přístroje se ustálí na nulové výchylce mikroampérmetru. Je-li to nutné, nastavíme nulu pomocí knofliku „Ustanovka nulja“ (Nulování). Nastavení nuly překoušíme před každým důležitým měřením.
Nastavení nuly je zpravidla stále i po delší době, ale přístroj je citlivý na nesprávné pracovní podmínky. Proto je třeba, není-li nula přesně nastavena, překontrolovat především nastavení žhavice a anodového napěti, a jen v tom případě, že je toto napětí správné, upravovat nastavení nuly.
Měřicí přístroj ovládací skřínky je levochodný, takže při poloze přepínače „Vyk“ (Vyp) musí být ručička přístroje na krajní pravé rysce. Jestliže je ručička od této rysky odkloněna, je třeba ji na tu rysku nastavit. To se provádí tak, že se šroubovákem pootočí mechanickým korektorem přístroje (drážka korektoru je pod stupnicí přístroje – mikroampérmetru).

Není-li možno nastavit ručičku přístroje korektorem na nejzazší pravý dílek stupnice je mikroampérmetr vadný. V takovém případě je nutno jej vymenit.

Při seřizování pracovních podmínek, znamená poloha ručičky vpravo od rysek „N“ (Z) a „A“ (A) nedostatečné zhavění a příliš nízké anodové napěti. Je-li ručička vlevo od těchto značek, znamená to přetížení přístroje.

Jakmile je radiometr připraven k měření, je nutno vyzkoušet jeho způsobilost k měření kontrolním zářičem, níže uvedeným způsobem.

Sérizení hlavice sondy dle charakteru měřeného záření:

Nastavení polohy krytu hlavice sondy závisí na tom, jaká měření se radiometrem provádí. Je známo, že na rozdíl od gama záření,

které vyniká mimořádnou pronikavostí, lze zadržet beta částice o průměrné energii hliníkovou destičkou silnou 3–6 mm. Tento vlastnosti beta častic je využito při konstrukci otočného krytu hlavice sondy. Kryt je proveden tak, že dovoluje pomocí dvojího měření odděleně zjišťovat záření beta a gama a dále s jeho pomocí je rozděleno měření beta záření do dvou dílčích rozsahů.

GM trubice je uložena ve vnitřním pouzdře hlavice. Pouzdro je hliníkové, o tloušťce stěny 5 mm a jsou v něm vyřezány štěrbiny pokryté tenkou folií. Beta částice touto folií volně prochází. Nad tímto pouzdrem se otočně pohybuje hliníkový kryt o tloušťce 4,6 mm. V něm jsou vyřezány stejně štěrbiny, jako ve vlastním pouzdře a to tak, že v jistém natočení kryt nebrání průchodu beta častic k GM trubici. V úhlu 120 stupňů k témuž štěrbinám (v příčném řezu) je vyřiznuta v krytu pouze jediná štěrbina široká 3 mm. Otočením krytu o 120 stupňů kolem pouzdra zůstane tedy pro průchod beta záření odkryta pouze jediná štěrbina v pouzdře. V tomto případě může pronikat pouze jedna desetina beta častic a týdaje přístroje jsou patřičně nižší. Tak lze při této poloze krytu měřit vyšší aktivitu beta záření při stejném dílčím rozsahu radiometru.

Otočením krytu o dalších 120 stupňů se nad štěbinami v pouzdře objeví plná vrstva hliníku silná 4,6 mm. Tento hliník odstraní přísnobeni beta častic na GM trubici. Gama záření však může procházet. Je třeba mít na zřeteli, že gama záření proniká k GM trubici ve všech polohách krytu. Z toho důvodu lze libovolně měřit souhrn beta a gama záření, jednotlivě však jen gama záření.

Změnou polohy krytu hlavice sondy lze tedy provádět následující druhý měření.

měření slabých beta + gama aktivit
měření větších beta + gama aktivit.
měření pouze gama záření

poloha krytu B₁
poloha krytu B₂
poloha krytu G

Podle zvolené polohy krytu lze z cejchovní tabulky umístěné na sklopném krytu ovládací skřínky odcíti příslušné hodnoty.

Nákres hlavice sondy je vyznačen na přiloze číslo 1a. Jak bylo výše uvedeno, při provádění různých měření se nastavuje otoč-

ný kryt hlavice do různých poloh. Níže následují pravidla k nastavování krytu hlavice sondy.

- při měření gama záření vysuneme kryt směrem k držadlu sondy z vývodu zarážky a pootočíme jej tak, aby pod zarážkou bylo písmeno „G“.
- při měření malých beta aktivit (rozsah B₁) otočíme kryt tak, aby pod zarážkou bylo písmeno „B₁“.
- při měření větších beta aktivit (rozsah B₂) otočíme kryt tak, aby pod zarážkou bylo písmeno „B₂“.

V. Všeobecná pravidla používání.

Při používání přístroje je nutno dodržovat následující zásady:
1. Pečovat o celkovou neporušenosť přístroje, chránit jej před údery, prudkými pohyby a silnými otřesy při převozech, chránit jej před prachem a nečistotami.

2. Podle možnosti chránit přístroj před vlivy povětrnosti. (Před přímými paprsky slunečními, silným deštem, lepkavými nečistotami, suchým prachem a silným mrazem.) Radiometr sám je způsobilý k měření v rozmezí teplot od – 40° C do + 50° C. Batérie GB 80-0,15 není však prakticky schopna činnosti při teplotách nižších než – 20° C. Po zahřátí však znova nabývá svých předchozích vlastností. V rozmezí teplot od 0° C do – 20° C se podstatně snižuje kapacita těchto baterií. Proto je vhodné pro práci za mrazu používat mrazuvzdorných baterií.

Při práci v zimních podmírkách se doporučuje používat též článků typu „2S-U“ nebo „2S-CH“.

3. Přístroj se nesmí nechávat zapnut v přestávkách mezi měřením, protože tak dochází nejen k rychlému neproduktivnímu opotřebení baterií, ale rovněž k předčasnemu opotřebení elektronek a GM trubice.

Pracujeme-li přístroj s dlouhými přestávkami (po několik dní), doporučuje se před opětným započetím měření otevřít ovládací skříňku, zjistit stav baterií a vyvěrat jejich plynové zplodiny. Proto,

není-li okolní vzdálek příliš vlnký, je účelné ponechat po dobu až jedné hodiny ovládací skříňku odkrytu.

Při uložení přístroje na delší dobu než jeden týden, nebo při převozu, musí být baterie využaty z přístroje a chovány oddeleně se zaizolovanými konci. Naopak nepřípustné je užívání baterií a článků u nichž elektrolyt prosakuje vnějším obalem.

4. Nesmí se přilis ohýbat kabel sondy, zejména v místě, kde je připojen k rukojeti. Je bezpodmínečně nutné pravidelně kontrolovat zástrčku konektoru spojující ovládací skříňku se sondou, poněvadž její znečištění může způsobit přerušení kontaktu. Její zvlhnutí způsobuje svody, které zhoršují chod přístroje. Při rozpojení ovládací skřínky a sondy je nutno našroubovat na konektoru zásuvkou ochrannou matici, která během měření je upevněna na boku krytu ovládací skřínky.

5. Aby nedocházelo k zadírání závitu pojistné matky konektoru, hlavice sondy apod., je třeba pečovat o jejich mazání.

6. Sondu je možno otevírat pouze v základně. Součástky v sondě umístěné jsou velice citlivé na vlnkost, čímž vznikají nežádoucí svody narušující správný chod přístroje. Proto se nedoporučuje otevírat sondu na volném prostoru, při zatažené obloze, nebo dokonce za deštivého počasí. Je třeba pečovat o to, aby silikagel nacházející se uvnitř sondy byl světle modré barvy. Je-li silikagel barvy růžové, je třeba jej vyžíhat na plechovém plátu, až se opět zbarví světlemodře. Růžové zbarvení silikagelu totiž znamená, že již ztratil svoji schopnost pohlcovat vlnkost.

7. Obarvená folie na stěrbině pouzdra hlavice musí být zakryta otocným krytem hlavice sondy tak, aby byla chráněna před poškozením při přenášení přístroje.

8. Po měření za deště je třeba ovládací skříňku a sondu vytrhnout a vysušit. Povrch kovových nenatiřených součástí se přetře mastným hadříkem.

9. Je třeba systematicky provádět záznam do formuláře o době činnosti přístroje, o pozorovaných závadách, o jejich odstranění a ostatní údaje o používání přístroje.

10. Při otáčení knoflíků na ovládací skřínce se nesmí užívat větší síly, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

11. Při vkládání napájecích zdrojů je nutno počítat si velmi opatrně. Dotyk obnaženého vývodu + baterie GB-80-0,15 se svorkou „N“ (ž) nebo se stykačem „parallelně-posledovatelně“ (paralelní seriové), může vést až k poruše přístroje, poněvadž se takto snadno přeruší žhavení elektronek.

Aby k tomu nedocházelo, je nutné při připojování a odpojování baterie GB-80-0,15 odpojit sondu od ovládací skřínky a přepínač nastavit do polohy „Vyk“ (Vyp).

VI. Popis blokového schématu.

Blokové schéma je vyznačeno na příloze číslo 1a. Pro zjišťování radioaktivního záření se v radiometru používá GM trubice typu „STS-5“. Při vniknutí ionizující částice do trubice (1) vznikne v ní elektrický výboj, v jehož důsledku vznikne v okruhu GM trubice napěťový impuls. Následující registrační zařízení měří střední počet vznikajících impulsní.

Registrační zařízení sestavá:

Ze zesilovače — omezovače impulsů (2), integračního obvodu (3), diody (4), elektronkového voltmetu (5) a sluchátek (7). Napájení radiometru se provádí z napájecího bloku (8).

Zesilovač — omezovač kalibruje napěťové impulsy, které jsou do něho přiváděny z GM trubice, podle jejich amplitudy a délky. Tím je zaručeno, že každý impuls odváděný přes diodu z výstupu kalibrátoru má stejnou velikost a dobu trvání. Kalibrované impulsy se vedou přes diodu (4) na integrační obvod (3).

Po proběhnutí tří až čtyř časových konstant integračního obvodu se napětí přiváděných impulsů vyrovnané a změní se na napětí stejnosměrného charakteru. Velikost tohoto stejnosměrného napětí je úměrná počtu přiváděných impulsů. (Přiváděných na integrační obvod za časovou jednotku). Je tedy velikost tohoto napětí přímo úměrná intenzitě beta-gama záření procházejícího trubicí.

Toto stejnosměrné napětí je přiváděno na elektronkový voltmetr (5). Elektronkový voltmetr je vybaven měřicím přístrojem, jehož výchylka ručky je tím větší, čím je větší hodnota stejnosměrného napětí přiváděného z integračního obvodu a tedy čím je větší intenzita měřeného beta-gama záření.

Tímto způsobem, podle údajů mikroampérmetru a typového cejchovního grafu (přiložen v příložích) nebo dle cejchovní tabulky umístěné na sklopém krytu ovládací skřínky, lze stanovit intenzitu beta-gama záření.

Intenzitu záření je možno také přibližně určit pomocí sluchátek (7), připojených k výstupu kalibrátoru. Úkolem zdroje vysokého napětí (6) je výroba napájecího napětí pro GM trubici. Vyráběné napětí má hodnotu řádově 400 V. Napájení tohoto vysokonapěťového zdroje je provedeno ze společných zdrojů radiometru.

VII. Popis schématu.

Schema radiometru je vyznačeno na příloze číslo 2. Levá část schématu (až po oddělitelnou spojku) znázorňuje zapojení sondy. Pravá část schématu znázorňuje zapojení ovládací skřínky.

V sondě je umístěna GM trubice, elektronka kalibrátoru, a vysokonapěťový zdroj. V ovládaci skřínce je integrační obvod, elektronkový voltmetr, napájecí zdroje a regulátory napájení a citlivosti. V radiometru ještě použito elektronek typu 1B1P a 2P1P.

Napájení GM trubice se děje pomocí obvodu, který zahrnuje: elektronku 14 (pentoda 2P1P zapojená jako trioda), transformátor 15, selenový usměrňovač 11 a dále filtr sestávající z kondenzátorů 7,9 a odporu 8.

Elektronka 14, transformátor 15 a kondenzátor 16 pracují ve funkci blokovacího oscilátoru. Impulsy vyráběné blokovacím oscilatorem jsou poměrně vysokého napětí zvukové frekvence. Impulsy z blokovacího oscilátoru jsou vedeny na selenový usměrňovač 11, který pracuje s filtrem tvořeným kondenzátory 7,9 a odporem 8. Pro zvýšení stability celého vysokonapěťového zdroje je filtr usměrňovače překlenut odporem 6. Potenciometrem 22 (plato) je řízeno anodové napětí přiváděné na blokovací oscilátor a tím i vý-

stupní napětí přiváděné na GM trubici. Toto napětí činí kolem 400 V. Vnější válec GM trubice je na potenciálu kostry přístroje, takže je vyloučena možnost poranění obsluhujícího v případě odskytu hlavice sondy, vysokým napětím.

GM trubice je plněna plymem. Napětí na ní přivedené je o něco nižší, než je napětí potřebné pro samostatný výboj trubice. K výboji v GM trubici dochází jen v tom případě, jestliže do trubice vnikne ionizující záření beta nebo gama. Při výboji projde obvodem trubice proudový impuls, který vytvoří na odporu 2 impuls napěťový. Množství takto vznikajících impulsů je závislé na aktívité záření vnikajícího do trubice. Přes vazební kondenzátor 3, mřížkový svod 4 jsou tyto impulsy vedeny na řídící mřížku zesilovací elektronky 5.

Elektronka 5 je typu 2P1P – pentoda pracující jako zesilovačkalibrátor (omezovač impulsů). Anodovou záření elektronky jsou sluchátka, nebo jejich ekvivalent 21 a primární vinuti transformátoru. Při zapojení sluchátek se ekvivalent 21 automaticky vypíná. Přístroj normálně pracuje jak se zapojenými sluchátky, tak i bez nich.

Zesílené impulsy jsou přes transformátor 23 vedeny na diodu elektronky 35 a na dvoučlánkový integrační obvod. Tento integrační obvod se skládá z kondenzátorů 24, 27, 32 a odporu 28, 29, 30, 31, 45. Jelikož vybíjení kondenzátorů 24 a 27 probíhá přes odpory 28, 29, 30, 45 velmi pomalu, bude se náboj přiváděných impulsů hromadit na těchto kondenzátozech a bude na nich vytvářet stálé napětí. Velikost tohoto napětí bude tím větší, čím větší bude počet výbojů v GM trubici. Protože impulsy přiváděné na integrační obvod jsou kalibrovány (jsou stejně velikosti a délky) lze říci, že napětí na kondenzátozech integračního obvodu bude přímo úměrné intenzitě záření.

Následkem nerovnoměrného časového rozložení impulsů v GM trubici se napětí na integračním obvodu kolísavě mění podle jisté průměrné střední hodnoty pro danou intenzitu záření. Touto změnou napětí na kondenzátozech integračního obvodu lze vysvetlit poněkud výkyvy ručičky mikroampérmetru.

Pro vyrovávání prudkých výkyvů ručky mikroampérmetru je v přístroji použito doplňujícího integračního obvodu, který se stává z odpisu 31 a kondenzátoru 32.

Měření napětí na kondenzátoru integračního obvodu se provádí pomocí elektronkového voltmetu. Voltmetr je tvoren elektronkou typu 1B1P, která je zapojena jako trioda a mikroampérmetrem. Mikroampérmetr je pomocí sekcí přepínače 26c a 26d zapojován do anodového obvodu elektronky 1B1P. Rídící mřížka této elektronky je pomocí sekce 26b přes integrační obvod RC (31, 32) připojována k děliči napětí, tvořeného odpory 28, 29, 30 a 45. Z tohoto děliče se odehrá část napětí kondenzátorů 24 a 27. Velikost napěti z kondenzátoru odebíraného lze regulovat potenciometry „Čuvstv 1“ (Citlivost 1) -45- a „Čuvstv 2“ (Citlivost 2) -30-. Konstrukce elektronkového voltmetu je navržena tak, aby vstupní odpor elektronky byl dostatečně vysoký a nevnásel do obvodu integračních kondenzátorů podstatné parazitní zatížení.

Před měřením intenzity záření je třeba pomocí tlačítka 25 „Sbros“ (Tlačítko) provést zkratování kondenzátorů 24, 27 a 32. Tím se odstraní náboj, který v nich zůstal z předchozího měření. Při tomto zkratování je napětí na mřížce elektronky 35 rovno nule a proto bude mít anodový proud maximální hodnotu. V tomto případě bude ručka mikroampérmetru v levé krajní poloze. Není-li tomu tak, lze pomocí potenciometru „Ustanovka nulja“ (Nulování) -33- nulovou výchytku přesně nastavit. (Provádí se při stlačeném tlačítku.) Je-li ručka mikroampérmetru na nule, protéká elektronkou 1B1P proud 200 mikroampér.

Vybíjení kondenzátoru 24, 27 a 32 při stisknutí tlačítka probíhá přes vinutí transformátoru 23 a to tak, že diodová část elektronky 35 zůstává uzavřena. Tímto způsobem se odstraní chvětí ručky mikroampérmetru kolem nulové polohy, ke kterému může docházet u těch elektronek, kde impulsy procházející diodovou částí a působí na anodový proud části pentodové.

Je-li hlavice sondy v zamořeném prostoru, potom po ukončení stisku tlačítka počne na kondenzátorech integračního obvodu růst napětí, které je přes příslušné obvody vedeno na mřížku elektronky 1B1P. Protože přiváděné napětí je záporného znaménka, má za

následek uzavírání elektronky – zmenšování jejího anodového proudu. Pokles anodového proudu způsobí odchýlení ručky mikroampérmetru vpravo. Odchýlení ručky vpravo je úplně velikosti napěti a tedy i intenzitě záření.

Je-li počet impulsů dostatečně veliký, potom záporné napěti může dosáhnout takové hodnoty, že uzavře elektronku úplně a ručka přístroje se vychýlí na pravou krajní rysku. (Stejná poloha jako při vypnutém přístroji.)

Měření intenzity záření je rozděleno do dvou děličích rozsahů. To je provedeno pomocí sekcí přepínače 26a, 26b a děličů tvořených odpory 28, 45, 29, 30.

Dělič pracuje tak, že při měření malých aktivit je na mřížku elektronky přiváděna větší část napěti z integračních kondenzátorů než při měření aktivit větších. To znamená, že při nastavení přepínače na měření větších aktivit je zapotřebí větší počet ionizujících čistic, aby bylo dosaženo stejně výchytky ručky mikroampérmetru jako při nastavení přepínače na měření aktivit menších.

Potenciometry „Čuvstv 1“ (Citlivost 1) a „Čuvstv 2“ (Citlivost 2) slouží k nastavení děliče pro jednotlivé měrné rozsahy v případě jejichování přístroje. Jinak nesmí s nimi být manipulováno. Přepínač 26 má celkem pět poloh a pomocí něho se uskutečňují všecká přepojování v radiometru.

Rozbor jednotlivých poloh přepínače:

Poloha „Vyk“ (Vyp)

radiometr je vypnut. Napájecí zdroje jsou odpojeny. Ručička mikroampérmetru je v pravé krajní poloze.

Poloha „N“ (Z)

mikroampérmetr je sekci 26c a 26d připojen přes předřadný odpor 41 na žhavící napětí, které lze nastavit pomocí potenciometru 37 na správnou hodnotu. Napětí má správnou hodnotu, ukazuje-li ručka přístroje na značku „N“ (Z).

Poloha „A“ (A) mikroampérmetr je sekci 26c a 26d připojen přes předřadný

odpor 36 na anodové napětí, které lze nastavit pomocí potenciometru 42 na správnou hodnotu. Napětí má správnou hodnotu, ukazuje-li ručka přístroje na značku „A“ (A).

Poloha 2

měření vyšších úrovní radiace. Mikroampérmetr je sekcem 26c a 26d zapojen do anodového okruhu elektronky 35. Řidící mřížka elektronky 35 je zapojena na dělic napětí integračního obvodu. Kondenzátor 27 není zapojen.

Poloha 1

měření nízkých úrovní radiace. Řidící mřížka elektronky je připojena k celému integračnímu obvodu. Jsou zapojeny kondenzátory 24, 27 a 32.

Kontrola nastavení nuly se provádí v polohách přepínače 1 a 2, způsobem výše popsaným. Odpor 34 slouží k nastavení optimálního rozsahu regulace potenciometru 33.

Pomocná žárovka k osvětlování stupnice měřicího přístroje se zapíná tláčkem „Osv“ (Osvětlení) 38. Napětí pro osvětlovací žárovku se přivádí přímo z žahavícího článku.

Žahavící obvod je uzavírána přes konektor sondy, což znemožňuje práci s přístrojem pokud není připojena sonda.

VIII. Popis konstrukce.

Ovládací skříňka :

Udaje o součástkách umístěných na panelu ovládací skřínky jsou uvedeny v kapitole III. Uvnitř ovládací skřínky je přehrádka pro žahavici články „2S“ a pro baterii GB-80-0,15 se svorkovnicí určenou k připojování zdrojů. Prostor obsahující vlastní montáž ovládací skřínky je uzavřen lehkou hliníkovou stěnou. Na této stěně je vytiskl text vysvětlující manipulaci s přístrojem. Stěna je zespodu upevněna jedním šroubem opatřeným tmelovou plombou.

Vlastní montážní panel je zhotoven z oceli tloušťky 2 mm a jsou na něm umístěny:

Transformátor, tlumivka, dva kondenzátory KMBG $1 \times 160 \pm 20\%$, kondenzátor KMBG $4 \times 160 \pm 20\%$, elektronkový spodek

ve kterém je umístěna elektronka 1B1P, tři potenciometry 22, 30 a 45 a destičky s namontovanými odpory.

Transformátor je upevněn k montážnímu panelu pomocí speciálních přichytek, které jsou součástí kostry transformátoru. Tlumivka je upevněna dvěma šrouby M3 se zapuštěnou hlavou. Kondenzátory typu KMBG jsou upevněny pomocí šroubů M2,6 se zapuštěnou hlavou (každý kondenzátor dvěma šrouby).

Elektronkový spodek je upevněn pomocí objímek. Stínění elektronky je přišroubováno dvěma šrouby M3. Sestava odporů na pertinaxové destičce je rovněž upevněna šrouby M3 a to čtyřmi kusy.

Použitý přepínač je universálního typu, třistupňový, každý stupeň o dvou segmentech a pěti polohách.

Potenciometr „Anod“ (Anoda) je běžného typu „SP“. Potenciometr „Nakal“ (Žahavění) je drátový speciální konstrukce. Potenciometr „Ustanovka nulja“ (Nulování) je speciální konstrukce a tvorí s kontaktní skupinou tláčítka „Sbros“ (Tlačítko) jeden celek. Přepínač a všechny potenciometry jsou upevněny k panelu ovládací skřínky maticemi se závitem 2M10.

Zdíky pro sluchátko jsou speciální konstrukce, mají dvojici kontaktů, které se rozpinají při zasunutí vidlice sluchátek do zdírek. Zdíky jsou k panelu upevněny šroubem M3 se zapuštěnou hlavou. Tláčítka „Osv“ (Osvětlení) je konstruováno tak, že při prvním stlačení se zapne osvětlovací žárovka, při druhém stlačení se vypne. K panelu skřínky je upevněno pomocí speciální matice.

Měřicí přístroj M-205 je mikroampérmetr s pinou výchylkou při proudu 200 mikroampér. Uvnitř přístroje je osvětlovací žárovka. Mikroampérmetr je připevněn k panelu čtyřmi šrouby M3 s kulatou hlavou.

S o n d a :

Sonda radiometru se v podstatě skládá z — hlavice opatřené otočným krčkem

— tělesa trubkového tvaru zakončeného rukojetí.

Hlavice i těleso jsou zhotoveny z duralu.

Otočná hlavice obsahuje: krček s objímkou pro GM trubici, hermetické pouzdro s okénkem zakrytým folií o tloušťce 70 mikronů, otočný kryt, pružinu, objímku a přesuvnou matici. Pouzdro je spojeno s krčkem přesuvnou maticí. Hermetičnost spojení je zajištěna průzvým těsnícím kroužkem. Krček otočně hlavice se stává ze dvou kolen, spojených ocelovou objímkou se závitem, na který je našroubována korunová matica (matici zajištěná závláčkou). Objímkou je osou otáčení krčku. Uvnitř objímkou prochází ohebný izolovaný vodič, který spojuje GM trubici se zařízením tělesa sondy.

V kolenně krčku na straně přívračné k hlavici je vybráni, ve kterém je pružinovým prsencem upevněna objímkou pro upínání GM trubice. Do druhého kolenka krčku (ze strany tělesa) je zapuštěna duralová objímkou, mající čtyři otvory se závity M3 pomocí nichž se upevňuje kostra tělesa. Mezi namáhané (zkosené) roviny otočného krčku jsou vloženy těsnící vložky z kůže a gumy, zajišťující hermetičnost spojení obou kolen krčku.

Těleso sondy sestává z kostry nesoucí vlastní zařízení sondy, krytu ve tvaru trubky, rukojetí, těsnících vložek a matic s podložkou. Matice slouží k upevňování krytu na kostru.

Kostra nesoucí zařízení sondy je zhotovena z duralové trubky o síle stěny 1 mm. Na této kostrě jsou pomocí šroubů M3 se zapuštěnou hlavou upevněny spodky pro elektronky, vysokonapěťový transformátor a různé podpěry. Ostatní součásti jsou připraveny. Kostra je zakryta trubkovým krytem, na kterém je našroubována rukojet. Kryt je vyroben z duralové trubky o průměru 26 mm a síle stěny 1,5 mm.

Sondu i ovládací skříňku otevíráme jedině teď, je-li zřejmé, že přístroj je vadný a vada je způsobena selháním napájecích zdrojů, elektronek nebo jiných součástí. Otevírání je bezpodmínečně nutné provádět v suchém a bezprašném prostředí. Tento požadavek je zvláště důležitý při otevírání sondy. Části přístroje, které otevíráme musí být předem zbaveny všech nečistot a vlhkosti.

Otevírání ovládací skřínky:

Ovládací skříňku je možno otevřít:

1. Při výměně napájecích zdrojů.
2. Při cejchování přístroje.
3. Při výměně elektronek a opravách přístroje.

V prvních dvou případech se otevírá pouze vnější plášt, nedostupná je ochranná stěna.

Před otevřením ovládací skřínky je třeba:

- a) odpojit sondu od ovládací skřínky;
- b) vymout ovládací skříňku z ochranného krytu;
- c) v případě výměny elektronky neb při opravě snímá se tmelová plomba na dolní části stěny, která zakrývá přístup k elektrické montáži skřínky. Potom je možno vyšroubovat šroub, kterým je tato stěna držena a stěnu sejmout.

Při výměně a vkládání napájecích zdrojů je třeba dbát na to, aby zdroje byly připojeny na příslušně označené svorky.

Na svorkovnici v prostoru baterie GB-80-0,15 je přesmykač, pomocí něhož se provádí bud paralelní neb seriové zapojování žhavených článků. Polohy přesmykače pro jednotlivé druhy zapojení jsou vysvětleny na stěně, která zakrývá prostor baterie GB-80-0,15.

Čerstvě žhavící články se zapojují při poloze přesmykače „parallelně“ (paralelně). Po částečném opotřebení článků ručička mikroampérmetru se při poloze přepínáče „N“ (Z), je nutno nastavit na rysku „N“ (Z), je nutno přepnout přesmykač do polohy „parallelovatelně“ (seriově).

Články „2S“ se vkládají do zvláštní příhrádky. Mezi články a stěny příhrádky se vkládají vložky z pěnové pryže, které zajišťují pevné uložení článků. Baterie GB-80-0,15 se upevňuje v příhrádce přesuvnou páskou s očkem.

Výměna elektronky v ovládací skřínce je třeba:

— Uvolnit jednou až dvěma otáčkami šrouby upevňující kryt elektronky.

- Zlehka uchopit kryt elektronky, pootočit jej proti směru pohybu ručiček hodinových a sejmout.
- Zasadit novou elektronku a po přezkoušení zda funguje, zakrýt ji krytem a utáhnouti šrouby.

Výměna osvětlovací žárovky.

Pro výměnu osvětlovací žárovky je třeba:

- Uvolnit matici pružiny.
- Šroubovákem nadzvednout z mikroampérmetru pružinu opírající se o osvětlovací žárovku a odklopit ji směrem doleva. (Pružina je upevněna na tělese mikroampérmetru.)
- Vymouti objímku žárovky z přístroje.
- Nahradit vadnou žárovku novou.
- Vsadit objímku se žárovkou zpět do tělesa mikroampérmetru a upevnit ji kontaktní pružinou.

Otevírání sondy.

Sonda se otevírá jedině v případě výměny vadných elektronek, vadné GM trubice nebo za účelem jiných oprav.

- Za účelem výměny GM trubice je třeba:
- Uvolnit šroub příchytky na hlavici a příchytku sejmout.
- Uvolnit vroubkovanou přesuvnou matici a sejmout celou hlavici.
- Uvolnit vroubkovanou matici objímky GM trubice.
- Vytáhnout trubici za volnou patku z objímky.

Důležité upozornění!

Aby nedošlo k poškození trubice je nutné manipulovat s trubicí pouze za patku, nebot je celá zhotovená z tenké lehce poškozitelné folie.

- Trubice se vsazuje do objímky patkou označenou +.
- Vsadit novou trubici do objímky popsaným způsobem a utáhnout upevňovací matici.

- Nasadit hlavici a upevnit ji přesuvnou maticí.
- Nasadit příchytku na hlavici a utáhnout ji šroubem.
- K otevření tělesa sondy je třeba:
- Odpojit sondu od ovládací skřínky.
- Odšroubovat rukojet sondy z krytu.
- Sejmout tmelovou plombu na pojistném šroubku matice stopky a šroubek vyšroubovat.
- Matkovým klíčem odšroubovat matici stopky a spustit ji volně po kabelu. Vymouti z kruhové drážky ocelovou podložku a těsnici gumovou vložku.
- Bez vratného pohybu stáhnout ve směru kabelu kryt tělesa sondy, přidržujíce ji za krček.

Elektronky jsou zajištěny proti vypadnutí z patic pomocí záhytek upevněných v opěrných kroužcích kostry stavěcími šrouby. Aby bylo možno elektronku vymout je třeba nejprve uvolnit stávěcí šroub na ploše opěrného kroužku. Potom zarážka nebude překážet podélnému posunu elektronky. Po ukončení výměny elektronky je třeba zarážku přisunout k baňce elektronky a připevnit ji stavěcím šroubem.

Sestavování sondy se provádí opačným způsobem. Hlavním úkolem při sestavování sondy je dodržení dokonalé hermetičnosti. Hermetičnost se zajišťuje v místech spojů těsnícími vložkami.

Hermetické vložky jsou:

- Vložka v hlavici sondy.
- Vložka v prstencovém prohloubení krčku.
- Vložka ve stopce tělesa sondy.

Při vkládání výše uvedených vložek je třeba všimat si jejich jakosti. Na povrchu vložek nesmí být zádery, drsnosti, roztržení a jiné defekty. Pryž vložek musí být pružná a elastická.

Při montáži hlavice na krček je třeba dbát na to, aby upevňovací výběžek byl vsunut do odpovídající drážky krčku.

Před upevněním matice stopky je třeba:

- Přesvědčit se, zda vložka mezi krčkem a krytem (trubkou) znout upevňovací matici.

jišťuje utěšnění. Při tom mezera mezi čelem krčku a prstencem krytu nemá být menší než dva milimetry.

- Opatrně vložit na své místo vložku stopky, kterou je třeba opatrně vpravit pod kryt (nejlépe čelem držadla montážního nože). Poškození vložky (píchnutím, natřením atp.) je nepří-
pustné.

Potom je možno přistoupit k utažení matice stopky. Po jejím utažení se musí mezera mezi čelem krčku a prstencem krytu změnit. Největší přípustná mezera po utažení matice je 1,5 mm. Mezera mezi maticí stopky a krytem je nepřístupná.

Při správném sestavení má boční otvor pojistného šroubku matice našroubované na stopku souhlasit s kruhovým vývrtrem ve stopce. Pojistný šroubek při zašroubování prochází tímto vývrtrem. Šroubek je zaplombován tmelovou plombou, což znemožňuje otevření sondy bez porušení této plomby.

Zkouška hermetičnosti sondy se provádí ve vodě do 20 cm po dobu dvou hodin. Po této době se prověřují pracovní schopnosti sondy. Vnikla-li voda dovnitř, je třeba provést vysušení a sestavení sondy znovu.

Seržení radiometru po výměně GM trubice a elektronek.

Po výměně GM trubice je především nutné nastavit na ní správné pracovní napětí a to se provádí následovně:

- Ovládací skřínka se vymže z krytu a připojí se k ní sonda.
- Potenciometr „Anod“ (Anoda) se otočí na doraz proti směru otáčení ručiček hodinových.
- Potenciometr „Plato“ (nastavení napětí GM trubice) pomocí šroubováku se otočí na doraz proti směru otáčení ručiček hodinových.
- Přístroj se zapne a seřídí se normální žhavici napětí. [Položí přepínače „N“ (Ž), ručičku mikroampérmetru na rysce „N“ (Ž) pomocí potenciometru „Nakal“ (Žhavení)].
- Přepne se přepínač do polohy „A“ (A) a nařídí se potencio-

metrem „Anod“ (Anoda) takové napětí, aby ručka mikroampérmetu ukazovala na rysku 54 ± 3 .

- Zvolna se otáčí potenciometrem „Plato“ (nastavení napětí na GM trubici) ve směru pohybu ručiček hodinových až je ve sluchátkách slyšet slabé praskání.

Není-li praskání ve sluchátkách slyšet ani při úplně vypočteném potenciometru a ručka mikroampérmetru je držena na rysce 51-57, je třeba trubici znova vyměnit.

Není-li ani potom ve sluchátkách slyšet praskání při vypočteném potenciometru, je třeba vyměnit elektronku 14 (dle schematu). Vyměněnou elektronku je někdy možno použít na místo elektronky 5 (dle schematu).

- Provede se nastavení citlivosti na obou dílčích rozsahách dle návodu v kapitole IX.

Ovládací skřínka se vloží do krytu.

Po výměně elektronek v sondě i ovládací skřínce je třeba nastavit:

Po výměně elektronky 5 — citlivost na obou dílčích rozsahách podle pravidel obsažených v kapitole IX.

Po výměně elektromagnetu „Ustanovka nulja“ (Nulování) a citlivost dle pravidel v kapitole IX.

Při výměně selenového usměrňovače neb elektronky 14 je třeba znova nastavit napětí na GM trubici pomocí potenciometru „Plato“ (nastavení napětí na GM trubici) podle týchž pravidel jako při výměně GM trubice, ale není třeba provádět znova seřízení citlivosti.

Při výměně elektronek se doporučuje provést preventivní prohlídku součástí přístroje a přístroj přezkoušet podle pravidel kapitoly IX.

Všeobecné pokyny pro opravy:

Při opravách přístroje je třeba mít na zřeteli, že všechny upevňovací součásti (šrouby, matice apod.) jsou zakapávány barvou.

Proto je třeba, nemá-li dojít k poškození závitu, aby před započetím odšroubovávání byla barva rozpuštěna benzínem nebo jiným organickým rozpustidlem.

Při výměně jednotlivých potenciometrů je třeba:

- Odpojit k nim přiváděné vodiče.
- Sejmouti knofliky, uvolněním šroubkou, jimiž jsou přitaženy k oskámu potenciometru.
- Povolit matice klíčem, případně plochými kleštěmi.
- Sejmouti příslušný potenciometr.
Při výměně mikroampérmetru je třeba:
 - Vyšroubovat čtyři šrouby M3, kterými je přístroj připevněn k panelu ovládací skřínky.
 - Sejmouti rámeček.
 - Odpojit přívodní vodiče.
 - Uchopit přístroj za obrubu a opatrně jej vyjmouti z otvoru v panelu.

Při výměně tlačítka pro zapínání osvětlení stupnice je třeba odpojit k němu vedoucí spoje, potom speciálním klíčem nebo plochými kleštěmi uvolnit zavitové pouzdro, které upevňuje tlačítka k panelu. Potom se snímá knoflik.

Zdířky pro sluchátka jsou k panelu upevněny šroubkem M3 se zapevněnou hlavou. Při výměně zdířek je tedy třeba tento šroub uvolnit a od zdířek odpojit přívody.

Při výměně přepínače je třeba nejprve uvolnit montážní desku. Tu lze uvolnit vyšroubováním tří šroubků M3, z nichž dva spojují příhrádku pro články s montážní deskou a třetí spojuje montážní desku s panelem. Dále je třeba oddělit příhrádku pro baterii GB-08-0,15, která je spojena s montážní deskou, třemi šrouby a s příhrádkou pro články dvěma šrouby M3. Přepínač se snímá z panelu tak, že nejprve se vyšroubuje šroubek upevňující knoflik přepínače k ose. Po odstranění knofliku se povolí matice 2M10 a přepínač je možno s panelu vyjmouti.

Výměna jednotlivých kondenzátorů, elektronkových patic, operních destiček a podobných dílčích sestav se provádí vyšroubováním příslušných šroubek a odpojením přívodů (viz popis konstrukce). Pokud je k opravě krčku zapotřebí speciálního nářadí a vybavení, je třeba provádět opravu ve speciálních dílnách nebo ve výrobním závodě.

Při spajení je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození opěrek v sondě, které jsou zhotoveny z polystyrenu (měkne již při 30°C). Silikagel je umístěn ve zvláštním pouzdře uvnitř tělesa sondy. Je-li jeho barva růžová znamená to, že již ztratil vysušovací schopnost. Aby se tato jeho schopnost obnovila je třeba krystalky silikagelu vysypati z pouzdra na čistý plech a vyžíhat je až do světle modrého zabarvení.

Součásti umístěné jak v ovládací skřínce, tak i v sondě mají označení odpovídající číslem uvedeným na hlavním schematu radiometru. Označení odporek, které jsou na montážní destičce, je uvedeno na štítku pod těmito odpory.

X. Cejchování radiometru.

Cejchování radiometru se provádí pomocí kontrolního zářiče zhotoveného z radioaktivního kobaltu CO⁶⁰.

Typový cejchovní graf radiometru je uveden v příloze číslo 6 (Typový graf je přiložen jen u některých radiometrů.)

Typový cejchovní graf má na vertikální ose naneseny délky stupnice mikroampérmetru od 0 do 100. Každý dílek na grafu je roven dvěma jednotkám. Na horizontální ose grafu jsou vyneseny příslušné úrovne radiace v mr/hod. pro záření gama a v $\frac{\text{rozpadech}}{\text{min. cm}^2}$ pro záření beta.

Pro každý dílčí rozsah (1,2) je v grafu vynesena jiná křivka.

Příklad použití typového diagramu:

1. Při prvém dílčím rozsahu je údaj na mikroampérmetru 47. To odpovídá úrovni radiace 0,1 mr/hod. pro gama záření (poloha hlavice sondy „G“), nebo je to 500 rozpadů při stanovení beta aktivity (poloha hlavice sondy B₁).

2. Při druhém dílčím rozsahu je údaj na mikroampérmetru 56.

To odpovídá úrovni radiace 3 mr/hod. pro gama záření (poloha hlavice sondy „G“), nebo je to $15000 \frac{\text{min.}}{\text{cm}^2}$ při stanovení beta aktivity (poloha hlavice sondy B_1).

Při poloze hlavice sondy B_2 se údaj beta aktivity zvětšuje desetinásobně proti poloze B_1 .

Mimo typového grafu pro měření radionetrem lze užít tabulky upřevněné na krytu ovládací skřínky. Tato tabulka je sestavena podle typového grafu.

V levém sloupci tabulky jsou uvedeny délky stupnice mikroampérmetru od 10 do 92 a v následujících sloupcích úrovně gama neb beta radiace pro příslušné polohy přepínače a hlavice sondy.

Při určování úrovně radiace pomocí tabulky postupuje se následovně:

- V levém sloupci tabulky se vyhledá číslo, odpovídající svou hodnotou řučky mikroampérmetru.
- V rádku odpovídajícímu tomuto číslu naleze se příslušný údaj pro nastavenou polohu přepínače a hlavice sondy.

Příklady použití tabulky:

1. Předpokládá se měření úrovně gama radiace. Měření je prováděno na rozsahu 1. Ručka mikroampérmetru ukazuje 40. Pod číslem 1 ve sloupci G v tabulce proti číslu 40 levého sloupuce se naleze velikost měřené gama radiace, která činí 0,080 mr/hod.

2. Předpokládá se měření úrovně gama radiace. Měření je prováděno na rozsahu 2. Ručka mikroampérmetru ukazuje 40. Pod číslem 2 ve sloupci G v tabulce proti číslu 40 levého sloupuce se naleze velikost měřené gama radiace, která činí v tomto případě 1,40 mr/hod.

3. Předpokládá se měření úrovně beta radiace. Měření je prováděno na rozsahu 1, při poloze hlavice sondy B_1 . Ručka mikroampérmetru ukazuje 65. Pod číslicí 1 v tabulce ve sloupci B_1 , proti

číslu 65 levého sloupuce naleze se velikost radiace beta-gama, která v tomto případě činí $875 \frac{\text{min.}}{\text{cm}^2}$ rozpadu.

4. Předpokládá se měření větší úrovně beta záření. Měření je prováděno na rozsahu 2, při poloze hlavice sondy B_1 . Ručka mikroampérmetru ukazuje 65. Velikost měřené radiace nalezneme pod číslem 2 ve sloupci B_1 proti číslu 65 levého sloupuce. Velikost radiace v tomto případě činí $22000 \frac{\text{min.}}{\text{cm}^2}$ rozpadu.

5. Předpokládá se měření vysoké aktivity beta záření. Měření je prováděno na rozsahu 2, při poloze hlavice sondy B_2 . Ručka mikroampérmetru ukazuje 60. Velikost měřené aktivity v tomto případě zjistíme pod číslicí 2 ve sloupci B_2 proti číslu 60 levého sloupuce. Velikost radiace činí $17500 \frac{\text{min.}}{\text{cm}^2}$ rozpadu.

Ukazuje-li mikroampérmetr číslo, které není obsaženo v levém sloupci tabulky, provádí se interpolace mezi čísla nejbližšími v tabulce obsaženými.

Příklad: Předpokládá se měření gama radiace v prvním dílčím rozsahu. Ručka mikroampérmetru ukazuje na 54. Podle tabulky odpovídá údaji 50 radiace 0,110 mr/hod. a údaji 60 radiace 0,150 mr/hod. Interpolací určíme radiaci pro délku 54 asi 0,130 mr/hod.

Je pochopitelné, že přesnost odečítání úrovní radiace z tabulky je podstatně menší, než když se odečítání provádí podle typového grafu. Proto při přesnejších měřeních je třeba užívat výhledně typového grafu.

Je třeba vzít v úvahu, že zaručená přesnost přístroje $\pm 50\%$ je pouze mezi délky 16 až 92 mikroampérmetru. Zbývající část typového grafu a tabulky je vynesena pouze pro orientační odhad úrovně radiace.

Cejchování přístroje se provádí po jeho delším skladování a po výměně součástí. Pro kontrolu způsobilosti radiometru je přiložen k soupravě kontrolní záříc.

Kontrola způsobilosti radiometru pomocí kontrolního zářiče se provádí následovně.

— Radiometr se připraví k měření podle postupu uvedeného

v kapitole IV.

— Hlavice sondy se nastaví na polohu „G“.

— Kontrolní zářič se přiloží na značku + hlavice sondy.

— Přepínač rozsahu se nastaví do polohy 2.

Je-li přístroj schopny měření, pak po uplynutí jedné minuty musí ručka mikroampérmetru vykazovat výchylku udanou v Záznamníku, kapitola „Technická data“. Dovolené chyby činí $\pm 20\%$ od údaje uvedeného v Záznamníku.

Doporučuje se provádět kontrolu způsobilosti pomocí zářiče před každým měřením.

Postupem času, vlivem radioaktivního rozpadu, snižuje kontrolní zářič svou aktivitu. Proto i údaj radiometru bude se během času zmenšovat. V Záznamníku je uvedena tabulka „Radioaktivní rozpad kobaltu“, podle které je možno stanovit správnou výchylku mikroampérmetru v době provádění kontroly.

Příklad: Kontrola radiometru se provádí deset měsíců po jeho převzetí (datum převzetí je uveden v Záznamníku). Podle údaje v Záznamníku má přístroj po přiložení kontrolního zářiče ukazovat výchylku 58 dílků. Podle tabulky „Radioaktivní rozpad kobaltu“, uvedené v Záznamníku, zbyvá po deseti měsících kontrolnímu zářiči 89,67 % jeho aktivity. Je-li výchylka 58 dílků 100 %, potom 89,67 procentum odpovídá výchylka 52 dílků. Bude tedy radiometr ukazovat při kontrole přiloženým zářičem po deseti měsících výchylku 52, místo v Záznamníku uvedené výchylky 58 dílků ukáže s přesnosti $\pm 20\%$. Zářiče, jejichž aktivita poklesla na tolik, že dávají výchylku mikroampérmetru menší než 20 dílků nesmí být ke kontrole používány.

Je-li odchylka údaje radiometru větší než 20 % od vypočtené hodnoty, je třeba provést cejchování přístroje pomocí speciálního zářiče. Cejchování radiometru se provádí rovněž v tom případě, bylo-li radiometrem měřeno při teplotách nižších než -5°C neb výšších než $+35^{\circ}\text{C}$.

K cejchování radiometru nelze používat přiloženého kontrolního zářiče v důsledku jeho přílišného rozptylu.

Při cejchování radiometru speciálním zářičem je třeba dodržovat následující pravidla:

— Cejchování radiometru musí být prováděno na děleném pravítku, při čemž zářič i sonda musí být vzdáleny od podlahy a okolních stěn nejméně 1 metr.

— Cejchování radiometru je třeba provádět v prostorné místnosti, pokud možno bez jakýchkoliv předmětů. V cejchovní místnosti se nesmí pracovat s otevřenými zářiči, ani zde nesmí být ukládán radioaktivní zářiče. Za suchého počasí v létě je výhodné provádět cejchování na rovném, ze všech stran přístupném prostranství.

Nastavení vzdálenosti na cejchovním pravítu se provádí dle vzorce:

$$R = \sqrt{\frac{A \cdot K}{P \cdot Pf}}$$

kde P — pro cejchování potřebná ūroveň

Pf — počáteční hodnota pozadí v prostoru provádění cejchování

R — vzdálenost podle cejchovního pravítka mezi středem zářiče a osou sondy v cm

A — aktivita zářiče v mC

K ionizační konstanta

$$\begin{array}{ll} \text{pro } \text{CO}_60 & 15 \cdot 10^3 \\ \text{pro radium} & 8,4 \cdot 10^3 \end{array}$$

Je-li aktivita zářiče vyjádřena v mg - ekv. radia, potom ionizační konstanta pro libovolnou radioaktivní látku činí $K = 8,4 \cdot 10^3$.

Velikost počáteční hodnoty Pf se řídí radioaktivním zamorením místnosti, kde se cejchování provádí, zamorením GM trubice a povrchu sondy, vyzářováním zářiců umístěných v blízkosti místa cejchování a kosmickým zářením.

— Při vzdálenostech mezi zářičem a sondou menších než 1 metr, neplatí přesně kvadratická závislost. Proto je třeba k cejcho-

vání používat zářicu o úrovni poněkud převyšující 20 mr/hod. při vzdálenosti 1 metr. Z toho plynne, že pro cejchování je třeba zářice o aktivitě větší než 15 milicurie (neb 24 mg ekv. radia).

P o s t u p p ř i p r o v á d ě n í c e j c h o v á n í :

- Provede se kontrola, zda souhlasí čísla typového označení na ovládací skřínce a na sondě. Sonda se připojí na ovládací skřínu, z ovladací skřínky se sejmě kryt a celý přístroj se upevní na cejchovní pravítko.
- Přepínač se přepne do polohy „Vyk“ (Vyp) a knoflíky potenciometru „Anod“ (Anoda) a „Nakal“ (Žhavení) se otočí na dobrozvolný směr. Růžka mikroampérmetru musí být na pravé krajní rysce.
- Provede se kontrola správnosti zapojení napájecích zdrojů.
- Otočí se pomocí šroubováku regulátor „Plato“ (nastavení napětí na GM trubici) na doraz proti směru otáčení ručiček hodinových.
- Přepínač se přepne do polohy „N“ (Ž) a knoflíkem „Nakal“ (Žhavení) se nastaví správné žhavící napětí — ryska „N“ (Ž) na mikroampérmetru.
- Přepínač se přepne do polohy „A“ (A) a knoflíkem „Anod“ (Anoda) se nastaví ručka mikroampérmetru tak, aby ukazovala na rysku 54 ± 3 . Za stálého udržování ručky mikroampérmetru na této rysce pomalu otáčíme potenciometrem „Plato“ (nastavení napětí na GM trubici), až je ve sluchátkách slyšet slabé neperiodické praskání — počátek počítání.
- Knoflíkem „Anod“ (Anoda) se nastaví ručka mikroampérmetru na délku označený „A“ (A).
- Přepínač se přepne do polohy 2, stiskne se tlačítko „Sbros“ (Tlačítko) a pomocí potenciometru „Ustanovka nuly“ (Nulování) se nastaví elektrická nula přístroje — ručka mikroampérmetru musí ukazovat na rysku označenou O.

9. Hlavice sondy se nastaví na délku pravítka odpovídající úrovni radiace 3 mr/hod. Ottáčením potenciometru „Čuvstv 2“ (Citlivost 2) se nastavuje taková výchylka mikroampérmetru, která odpovídá údaji v niže uvedené tabulce.

10. Správnost nastavení přístroje se kontroluje ještě v dalších dvou bodech, odpovídajících úrovni radiace 0,5 a 10 mr/hod. Dovolená výchylka ručky mikroampérmetru je rovněž uvedena v příslušném řádku následující tabulky.

Poloha přepínače	Číslo kontroly bodu	Úroveň rádiace mr/h	Jmenovitá hodnota výchylky	Dovolená hodnota výchylky
2	1	0,5	23	14—30
	2	3,0	56	42—64
2	3	10,0	83	68—90
1	4	0,05	28	14—38
	5	0,12	52	32—66
1	6	0,4	90	70—98

11. Přepínač se přepne do polohy 1, tlacičkem se opět zkontroluje nulování. Hlavice sondy se nastaví na délku pravítka odpovídající radiaci 0,12 mr/hod. Ottáčením potenciometru „Čuvstv 1“ (Citlivost 1) se nastavuje taková výchylka mikroampérmetru, která odpovídá údaji ve výše uvedené tabulce. Rovněž i na tomto rozsahu se provádí kontrola v dalších dvou bodech, odpovídajících úrovni radiace 0,05 a 0,4 mr/hod. Kontrola se tataž provádí podle výše uvedené tabulky.

P o z n á m k y :

Jako údaj přístroje se bere aritmetický průměr dvou krajních údajů ručky mikroampérmetru pozorovaných za jistou dobu. Pozorovací doba je pro první délku rozsah nejméně jedna minuta, pro druhý délku rozsah 0,5 minuty. S odečítáním údajů se započne na prvním délce rozsahu po jedné minutě od okamžiku korekce nuly, na druhém délce rozsahu po půl minutě od téhož okamžiku.

Při cejchování přístroje je snahou maximální přiblžení jméno-vitým hodnotám údajů, které jsou uvedeny v tabulce.

Provádí-li se cejchování přístroje po výměně elektronek nebo GM trubice, je třeba současně s cejchováním přezkoušet obrácený chod ručky mikroampérmetru.

Kontrola tohoto druhu provádí se následujícím postupem:

1. Přístroj se připraví stejným postupem, jak bylo prováděno pro cejchování.
2. Přepínač dílčích rozsahů se přepne do polohy „2“.

3. Zářič umístíme v takové vzdálenosti od sondy, aby v místě sondy byla úroveň radiace 500 mr/hod. Při tomto měření nesmí ručka přístroje ukazovat méně než 95 a nesmí kolísat zprava doleva.

P o z n á m k y :

- V případě, že údaje ručky mikroampérmetru budou nižší než 95, neb ručička kolísá zprava doleva, je třeba postupně vyměnit elektronky a GM trubici, provést znovu cejchování a kontrolovat opět obrácený chod výše uvedeným způsobem.
- Nemá-li dojít k poškození GM trubice, je třeba, aby zvýšená radace při kontrole zpětného chodu, nebyla měřena dalej než 30 vteřin.

V š e o b e c n ě p r í p o m í n k y :

Při cejchování musí být všechny ostatní zářiče zastíněny nebo dostatečně vzdáleny. Pozadí učinkem těchto zářiců nesmí přesahovat 0,01 mr/hod.

Jestliže při cejchování na jednotlivých kontrolních bodech jsou údaje mikroampérmetru nižší než jaké jsou uvedeny v tabulce, je třeba pootocit příslušným regulátorem citlivosti ve směru pohybu ručiček hodinových. Jsou-li tyto údaje vyšší potom je třeba otočit příslušným regulátorem citlivosti v opačném směru.

Nepodaří-li se na některém z kontrolních bodů uvést natáčením příslušného regulátoru výchylku mikroampérmetru do dovolených mezi, je třeba vyměnit elektronku 35.

Výsledky prováděných oprav a cejchování se zapisují do příslušných tabulek v Záznamníku.

Po provedení cejchování se mohou změnit údaje mikroampérmetru při kontrole přístroje pomocí kontrolního zářiče. O nových údajích je třeba rovněž provést záznam do příslušné tabulky v Záznamníku.

Cejchování se provádí obvykle pouze pomocí gama zářiče. Není však vyloučeno při použití vhodných zářicí, provádět cejchování pomocí zářiče beta. Cejchování beta zářičem se provádí při poloze hlavice B₁. Postup provádění cejchování pomocí zářiče beta je shodný s postupem užívaným při cejchování zářičem gama.

Níže je uvedena tabulka kontrolních bodů pro cejchování beta zářičem.

Položka přepínače	Číslo kontroly bodu	Aktivita zářiče rozpadu min. cm ⁻²	Jmenovitá hodnota výchylky	Dovolená hodnota výchylky
2	1	2500	23	14-30
2	2	15000	56	42-64
2	3	50000	83	68-90
1	4	250	28	14-38
1	5	600	52	32-66
1	6	2000	90	70-90

P o z n á m k a :

Baterii GB-80-0,15 lze nahradit baterií 87-PMCG-Ž-0,15 nebo 0,4-D.

Pracuje-li přístroj chybě, je třeba postupovat při odstraňování chyb podle výše uvedených zasad a pokynů.

Nepodaří-li se závadu odstranit, provádí se kontrola napětí na jednotlivých bodech schématu, dle níže uvedené tabulky. Kon-

trola například se provádí pomocí přístroje TT-1, který je součástí dilenské soupravy RGM-1.

Označení elektronky podle schématu	Číslo kontaktu v patce elektronky						
	1	2	3	4	5	6	7
Napětí mezi kontaktem a kostrou ve Voltech							
35 (1B1P)	0	—	-0,2	+20	+20	-0,2	-1
14 (2P1P)	-1	+22	-0,9	+22	0	+22	—
5 (2P1P)	+34	-0,2	+18	0	+35	—	-1

Naměřené napětí přístrojem TT-1 se může lišit od uvedených hodnoty v tabulce o $\pm 30\%$.

Hodnoty napětí odpovídají normálnímu chodu přístroje při pravovém poloze přepínače 2.

Jestliže hodnoty napětí v tabulce uvedené jsou správně v přístroji naměřeny, ale vadu přístroje se při tom nepodaří zjistit, pak je třeba provést pečlivější kontrolu všech okruhů pomocí přístroje T^T-1 podle schématu a tabulky příloha č. 5.

Závada	Příčina závady	Způsob odstranění
Nenormální charakter základního tónu ve sluchátkách - slyšet série výbojů, údaje přístroje při měření základní hodnoty požadujou vyšší.	GM trubice nefunguje	Vyměnit GM trubici
Současně s normálnimi impulsy je ve sluchátkách slyšet hvizdání, šumění a sytění.	Zmenšení izolačního vstupního odporu GM trubice	Překoušet celistvost folie zakryvací očenka, využít zevně pouze pro uložení pojítače vatovou navlhčenou lihem nebo benzínem
Ve sluchátkách není slyšet praskání, je slyšet tón blokovacího oscilátoru.	Jsou možné čtyři příčiny: — GM trubice nefunguje — Elektronka 5 nefunguje — Selenový usměrňovač nefunguje — Porucha v transformátoru 23	Před otevřením sondy se přesvědčit, zda sonda je skutečně vadna a to tak, že se použije sonda z jiného přístroje — Vyměnit GM trubici — Vyměnit elektronku 5 — Vyměnit selenový usměrňovač — Vyměnit transformátor 23 v ovládací skřínce
Při odpojení sluchátek přístroj nedává na dílčích rozbahách 1. a 2. žádné údaje.	Vadné blokování kontaktů sluchátek (nezapoují se tlumička) sluchátkový ekvivalent	Vyměnit zdírky pro sluchátku 19
Ve sluchátkách není slyšet praskání ani tón generátoru (oscilátoru).	J sou možné tři příčiny: — Elektronka 14 nebo selénový usměrňovač 11 nefunguje — Porucha transformátoru 15 — Porucha okruhu vysokonapěťového zdroje	— Vyměnit elektronku 14, nebo selenový usměrňovač 11 — Vyměnit transformátor 15 — Překoušet okruhy vysokonapěťového zdroje
Tón vysokonapěťového zdroje je přerývaný nebo mění výšku, impulzy počítaté jsou časem neslyšitelné.	Probírá transformátoru 15, nebo porucha okruhu vysokonapěťového zdroje	Překoušet okruhy vysokonapěťového zdroje (především uzemnění). V případě nutnosti vyměnit transformátor 15

Závada	Příčina závady	Způsob odstranění
Praskání ve sluchátkách je slyšet. Mikroampérmetr ukazuje normálně žlávici a anodové napěti. Nulu nelze nastavit.	Elektronka 35 je vadná	Vyměnit elektronku 35
Ve sluchátkách je slyšet silný tón zvukové frekvence. Praskání je úplně zahlceno.	Porucha sekundárního vnitru transformátoru 23	Přezkoušet zda není přerušeno sekundární vinutí transformátoru 23. Vyměnit transformátor 23.
Při kontrole přístroje ručička mikroampérmetru nelze nastavit potenciometry „Anod“ (Anoda) a „Nakal“ (Žlávici) nebo „Ustanovka nula“ (Nulování) na příslušnou rysku.	Porucha elektrolytického kondenzátoru 16	Vyměnit elektrolytický kondenzátor 16

Závada	Příčina závady	Způsob odstranění
Ve sluchátkách je slyšet praskání. Údaje přístroje jsou nižší.	Špatný kontakt v palici elektronky 5	Uvolnit elektronku 5 v páci a zkusit, zda je ve sluchátkách slyšet hlasitě zahrádka. Pomoci šroubováku uvolnit kontaktní spíčky v patci elektronky. Špatný kontakt může být i u jiných elektronek. Proto se doporučuje provádění prověry kontaktů při každé výměně elektronek.

PŘÍLOHA ČÍS. 1.

Montážní schema ovládací skřínky

příloha č. 1

Montážní schema sondy, blokové schema, hlavice sondy

příloha č. 1a

Schéma zapojení přístroje DP-II-b

DP-11-b

Pomocné tabulky k montážním schématům

Tabulky k prověřování okruhů přístroje DP-11-b


Cejchovní graf radiometru

příloha č. 3

příloha č. 6

příloha č. 6

příloha č. 6



Příloha číslo 3.

Specifikace k elektrickému schématu radiometru DP-11-b.

Číslo součásti na schém	Druh součásti	Hodnota součásti a dovol. úchytkla	Typ
1	GM trubice s pracovním napětím 380 V	5,1 Mohm \pm 20 %	STS - 5
2	Zatěžovací odpor GM trubice	15 pF \pm 20 %	VS - 0,25
3	Kondenzátor		KTK - 1 - d
4	Vazební svodový odpor mřížkový zesilovací elektronky	1 Mohm \pm 20 %	VS - 0,25
5	Elektronka kalibrátoru vstupních impulsu	22 Mohm \pm 20 %	2PIP
6	Přídavný odpor filtru	0,01 m μ F \pm 20 %	SVS - 0,5
7	Kondenzátor filtru č. 2	2,2 Mohm \pm 20 %	KBG - I - 600
8	Odpor filtru	0,01 m μ F \pm 20 %	VS - 0,25
9	Kondenzátor filtru č. 1	KBG - I - 600	
11	Selenový usměrňovač k usměrnění napěti pro GM trubici	AVS - 5 - 1a	
14	Elektronka vysokonapěťového zdroje	2PIP speciální	
15	Vysokonapěťový transformátor	KE - 3 - 150v	
16	Blokovací kondenzátor vysokonapěťového generátoru	8 m μ F	
17	Odpor v okruhu stínící mřížky (zesil. elektr.)	120 Kohm \pm 20 %	VS - 0,25
18	Blokovací kondenzátor anodového okruhu	KSG - I - 200 speciální	
19	Zdířky pro zapojování sluchátek		
20	Odpor pro vyrovnání impedance sluchátek a tlumicového ekvivalentu		
21	Tlumivka - ekvivalent sluchátek	150 Kohm \pm 20 %	VS - 0,25 speciální

Číslo součásti na schém	Druh součásti	Hodnota součásti a dovol. úchytkla	Typ
22	Potenciometr k regulaci napětí GM trubice (plato)	47 Kohm \pm 20 %	speciální
23	Integrační transformátor	1 m μ F \pm 20 %	speciální
24	Kondenzátor integračního obvodu		KMBG - 3 - 160
25	Potenciometr k nulování spojen s tláčkem zkratovacím		
26	Jednotlivé sekce přepínače		
27	Kondenzátor integračního obvodu	4 m μ F \pm 20 %	speciální
28	Odpor integračního obvodu	2,2 Mohm \pm 20 %	speciální
30	Potenciometr k nastavení citlivosti druhého rozsahu	VS - 0,25	speciální
31	Odpor integračního obvodu	1,1 Mohm \pm 20 %	speciální
33	Potenciometr k nulování spojen s tláčkem zkratovacím	150 Kohm	speciální
34	Přídavný odpor pro nastavování nulování	10 Kohm \pm 20 %	speciální
35	Elektronka volmetru	VS - 0,25	
36	Předřadný odpor pro kontrolu anodového napětí	360 Kohm \pm 20 %	speciální
37	Reostat pro nastavení žhavicího napětí	8,2 \pm 2,3 ohm	speciální
38	Tlátíčko k zapínání pomocného osvětlení	200 mKA	speciální
39	Mikroampérmetr	1V/0,075A	
40	Zárovka osvetlovací	M205	
41	Předřadný odpor pro kontrolu žhavicího napětí	6,2 Kohm \pm 20 %	speciální
42	Potenciometr k nastavení anodového napětí	47 Kohm	speciální
43	Svorková destička s přesmykačem	SP - 1	speciální
44	Svorková destička		
45	Potenciometr k nastavování citlivosti na prvním rozšaru	3,3 Kohm	speciální

Příloha číslo 4.

P o m o c n é t a b u l k y k m o n t á ž n í m s c h e m a t ú m .

Na montážních schematech jsou jednotlivé vodiče označeny pomocí dvou skupin číslic.

První skupina číslic vyjadřuje odkud kam vede příslušný vodič.

Popis je uveden v tabulce:

Tabulka propojovací pro montáž sondy přístroje DP-11-b.

Tabulka propojovací pro montáž ovládací skřínky přístroje DP-11-b. Druhá skupina číslic vyjadřuje barvu vodiče. Popis barev pro příslušná čísla je uveden v tabulce: Tabulka barev vodičů.

Tabulka propojovací pro montáž sondy přístroje DP-11-b,

Č. vodiče	Údaje o vodiči	Odkud vychází	Kam vede
1	MGM Ø 1 mm	FK zdířka 1	kondenzátor 3
2	PMVG 0,35 mm*	FK zdířka 2	OT - I kontakt 3
3	PMVG 0,35 mm*	OT - V kontakt 2	OT - I kontakt 1
4	PMVG 0,35 mm*	OT - V kontakt 3	OT - I kontakt 1
5	PMVG 0,35 mm*	LP - 2 špička 1	LP - 1 špička 5
6	PMVG 0,35 mm*	FK zdířka 5	OT - I kontakt 2
7	MGŠV 0,14 mm*	FK zdířka 6 a 7	OT - II kontakt 2
8	MGŠV 0,14 mm*	OT - V kontakt 1	OT - II kontakt 1
9	MGŠV 0,14 mm*	OT - V kontakt 2	OT - III
10	MGŠV 0,14 mm*	OT - V kontakt 1	OT - II kontakt 2
11	MGŠV 0,14 mm*	OT - I kontakt 2	OT - III
12	MGŠV 0,14 mm*	OT - I kontakt 3	OT - III
13	MGŠV 0,14 mm*	OT - IV	OT - II kontakt 1
14	MGŠV 0,14 mm*	LP - 2 špička 1	LP - 1 špička 7
15	MGŠV 0,14 mm*	OT - II kontakt 1	OT - I kontakt 3
16	MGM Ø 1 mm	OT - I kontakt 1	LP - 1 špička 3

Č. vodiče	Údaje o vodiči	Odkud vychází	Kam vede
17	vývod kondenzátoru	kondenzátor 3	OT - I kontakt 3
18	vývod kondenzátoru	kondenzátor 3	OT - I kontakt 1
19	vývod odporu	odpor 4	OT - I kontakt 1
20	vývod odporu	odpor 4	LP - 1 špička 5
21	vývod odporu	odpor 17	OT - I kontakt 2
22	vývod odporu	odpor 17	LP - 1 špička 4
23	vývod kondenzátoru	kondenzátor 9	LK - 1
24	vývod kondenzátoru	kondenzátor 9	OT - II kontakt 2
25	vývod odporu	odpor 2	OT - II kontakt 1
26	vývod odporu	odpor 2	OT - III
27	vývod odporu	odpor 8	OT - II kontakt 2
28	vývod odporu	odpor 8	OT - III
29	vývod selenu	+ selenu 11	OT - II kontakt 2
30	vývod selenu	- selenu 11	OT - IV
31	vývod odporu	odpor 6	OT - III
32	vývod odporu	odpor 6	LK - 2
33	vývod kondenzátoru	kondenzátor 7	OT - III
34	vývod kondenzátoru	kondenzátor 7	LK - 2
35	prodloužení vodiče 9	LK - 3	OT - III
36	vývod 2 trafa	trafo 15	LP - 2 špička 5
37	vývod 1 trafa	trafo 15	LP - 2 špička 3
38	vývod 3 trafa	trafo 15	LP - 2 špička 2
39	vývod 4 trafa	trafo 15	LK - 3
40	vývod kondenzátoru	kondenzátor 16	OT - V kontakt 3
41	vývod kondenzátoru	kondenzátor 16	LK - 4
			OT - V kontakt 3

Zkratky: OT - opěrná destička
LK - letovací špička
FK - konektor sondy

Tabulka propojovací pro montáž ovládací skřínky přístroje
DP-11-b.

Č. vodiče	Údaje o vodiči	Odkud vychází	Kam vede
1	MGŠV 0,14 mm ²	Zdířky pro sluchátka 19 špička 3 montážní destička špička 15	kolik konektoru 8 přepínač 26 sekce a kontakt číslo 3, 4, 5
2	MGŠV 0,14 mm ²	Zdířky pro sluchátka 19 špička 2 Zdířky pro sluchátka 19 špička 1	vývod tlumivky kontakt číslo 2
3	MGŠV 0,14 mm ²	tlačítko 25, špička 2 tlačítko 25, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička špička 10
4	MGŠV 0,14 mm ²	tlačítko 25, špička 3 tlačítko 25, špička 4 tlačítko 25, špička 5	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
5	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
6	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 42, špička 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
7	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 42, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
8	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 42, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
9	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
10	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
11	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
12	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 16
13.	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 33, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 17
14.	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 33, špička 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 17
15	MGŠV 0,14 mm ²	potenciometr 37, špička 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 14
16	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 44 kontakt 1	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 14
17	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 44 kontakt 2	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 14
18	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 43 kontakt 3	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 14
19	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 43 kontakt 6	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 18
20	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 43 kontakt 7	MGŠV 0,14 mm ² montážní destička šp. 18
		tlačítko k osvětlení 38 špička 2	přepínaní 26 sekce e kontakt číslo 1

Č. vodiče	Údaje o vodiči	Odkud vychází	Kam vede
21	MGŠV 0,14 mm ²	svorková destička 44 kontakt 2	přepínaní 26 sekce e kontakt číslo 1
22	vývod tlumivky	tlumivka ekvivalent 21 vývod 1	montážní destička špička 1
23	vývod tlumivky	tlumivka ekvivalent 21 vývod 2	montážní destička špička 10
24	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 10	Trafo 23 špička 2
25	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 12	letovací očko LK-1
26	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 13	kolik konektoru 7
27	MGŠV 0,14 mm ²	tlačítko 25 kontakt	trafo 23 vývod 4
28	vývod kondenzátoru	letovací očko LK-1	kondenzátor 18
29	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 4	přepínač 26 sekce c
30	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 7	kontakt číslo 4
31	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 3	přepínač 26 sekce b
32	MGŠV 0,14 mm ²	montážní destička šp. 5	kontakt číslo 6
		kontakt číslo 11	přepínač 26 sekce d
		destička potenciometru	potenciometr 45 šp. 3
		destička potenciometru	potenciometr 30 šp. 1
		potenciometr 30 šp. 1	patice elektr. šp. 4 a 5
		konktorový kolik 2	tlačítko k osvětlení 38
		osvětlení přístroje 40	špička 1
		špička 1	přepínač 26 sekce c
		osvětlení přístroje 40	kontakt 1
		špička 2	přepínač 26 sekce d
		— mikroampérmetru 39	kontakt 7
		— mikroampérmetru 39	kontakt 1
		montážní destička šp. 14	konktor 24 vývod 2
		montážní destička šp. 16	condenzátor 32 vývod 2
		montážní destička šp. 18	destička potenciometru
		montážní destička šp. 18	potenciometr 22 šp. 1
		montážní destička šp. 18	trafo 23 vývod 1
		přepínač 26 sekce f	kontakt 11

Údaje o vodiči

Odkud vychází

Kam vede

Č. vodiče	Údaje o vodiči	Odkud vychází	Kam vede
44	MGŠV 0,14 mm*	trafo 23 vývod 2	patice elektronky 35 š.p. 3
45	MGŠV 0,14 mm*	trafo 23 vývod 3	kondenzátor 24 vývod 1
46	MGŠV 0,14 mm*	kondenzátor 24 vývod 1	kont. 1.
47	MGŠV 0,14 mm*	kondenzátor 32 vývod 2	patice elektronky 35 š.p. 6
48	MGŠV 0,14 mm*	kondenzátor 24 vývod 2	patice elektronky 35 š.p. 7
49	MGŠV 0,14 mm*	lerovací špička LK-1	patice elektronky 35 š.p. 1
50	MGŠV 0,14 mm*	kondenzátor 27 vývod 1	přepínač 26 sekce a š.p. 2
51	MGŠV 0,14 mm*	tlačítko k osvětlení 38	kolik konektoru 6
52	MGŠV 0,14 mm*	vývod 2	destička potenciometru
53	MGŠV 0,14 mm*	kondenzátor 27 vývod 1	potenciometr 45 š.p. 1
54	MGŠV 0,14 mm*	přepínač 26 sekce c	kolik konektoru 5
55	MGŠV 0,14 mm*	špička 5	destička potenciometru
56	MGŠV 0,14 mm*	přepínač 26 sekce b	potenciometr 30 š.p. 2
57	MGŠV 0,14 mm*	špička 9, 10, 11	destička potenciometru
58	MGŠV 0,14 mm*	přepínač 26 sekce b	potenciometr 45 š.p. 2
59	MGM Ø 1 mm	špička 8	kolik konektoru 4
60	MGM Ø 1 mm	přepínač 26 sekce e	destička potenciometru
61	MGM Ø 1 mm	špička 2, 3, 4, 5	potenciometr 30 š.p. 3
62	vývod kondenzátoru	přepínač 26 sekce f	přepínač 26 sekce d
odpor 20		špička 11	špička 8, 9, 10
odpor 41		patici elektronky 35	kondenzátor 27 vývod 2
odpor 36		špička 7	mont. destička š.p. 18
odpor 28		přepínač 26 sekce f	mont. destička š.p. 10
odpor 29		špička 8, 9, 10, 11	mont. destička š.p. 12
odpor 31		kondenzátor 24 vývod 2	mont. destička š.p. 13
odpor 34		montážní destička š.p. 1	mont. destička š.p. 14
		montážní destička š.p. 3	mont. destička š.p. 15
		montážní destička š.p. 4	mont. destička š.p. 16
		montážní destička š.p. 5	mont. destička š.p. 17
		montážní destička š.p. 6	
		montážní destička š.p. 7	
		montážní destička š.p. 8	

Tabulka barev vodičů.

Číslo u příslušného vodiče	Barva vodiče (základní)	Barva vodiče (náhradní)
1	červená	růžová
2	tmavě modrá	blankytině modrá
3	černá	fialová
4	žlutá	oranžová, skořicově hnědá
5	bílá	šedá
6	zelená	
0	holá měď	

Příloha číslo 5.

Tabulky k prověřování okruhů přístroje DP-11-b.

Prověřování jednotlivých okruhů se provádí pomocí měřicího přístroje TT-1 z dílenské soupravy RGM-1 při vytážených elektronkách a při zkratovaném mikroampérmetru v ovládací skřínce.

Tabulka k prověřování okruhů sondy.

Čís. měř.	Body k připojování ohmetru		Výsledek ohmetru	
	první bod	druhý bod		
1	zdířka konektoru 1	— kostra — zdířka konektoru 2 — zdířka konektoru 3, 4, 5, 6, 7, 8 — kostra — patice elektronky 1 — zdířka konektoru 4, 5, 6, 7, 8	nekonečno nula nekonečno nekonečno nekonečno 120 K Ω \pm 20 %	nekonečno
2	zdířka konektoru 3	— kostra — patice elektronky 1 — špička 4 — zdířka konektoru 4, 5, 6, 7, 8	nekonečno	nekonečno
3	zdířka konektoru 4	— kostra — patice elektronky 2 — izolovaný vývod elektrolytického kondenzátoru 16 — zdířky konektoru 5, 6, 7, 8	náboj kondenzátoru 16 nula	nekonečno (27 Mohm) nekonečno (24 Mohm)
4	zdířka konektoru 5	— kostra — patice elektronky 2 — špička 1 — patice elektronky 1 — špička 7	nekonečno nula nula nula nekonečno	nekonečno nula nula nula nekonečno
5	zdířka konektoru 6	— kostra — zdířka konektoru 7 — zdířka konektoru 8 — patice elektronky 2 — špička 3 — patice elektronky 2 — špička 5 — patice elektronky 1 — špička 3 — patice elektronky 1 — špička 5 — objímka GM trubice — opěrná destička II — špička 2	nula nula nula kolem 1300 ohm nula 1 Mohm \pm 20 % nula nula nula nekonečno (27 Mohm) nekonečno (24 Mohm)	nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula nula
6	zdířka konektoru 8	— patice elektronky 1 — špička 2	nula	nula
7	patice elektronky 2 špička 4 a 6	— opěrná destička IV — kostka	nula nula	nekonečno

Tabulka k prověřování okruhu ovládací skřínky

Cis. měr.	body k připojování ohmetru	první bod	druhý bod	položka	ohmetru výhýbka	Poznámka
				přepínače		
1	kolik konektoru 1		svorková destička kontakt 4	-Vyk- -N-A-1-2- -Vyk- -N-A-1-2-	nekonečno nekonečno nula	
2	kolik konektoru 2	kostra		-Vyk-	nekonečno	Tlačítko „OSV“ vypnuto
3	kolik konektoru 3		svorka + A	-Vyk- -N-A-1-2-	13 ohm \pm 20 % 5600 ohm	Tlačítko „OSV“ zapnuto
4	kolik konektoru 4	svorka + A		-N-A-1-2-	\pm 20 % 0,7 ohm	Tlačítko „OSV“ vypnuto
5	kolik konektoru 5				nekonečno	V krajních polohách po- tenziometru „Nakal“ po- (Ž.hav.)
6	kolik konektoru 6	kostra patice elekt. špíčka č. 1 svorka - N svorka - A svorková des- tička kontakt č. 1			0,47 Kohm \pm 20 % 0,47 Kohm \pm 20 % nula nula nula 1900 ohm \pm 20 % nula nula nula nula nula	Potenciometr „Anod“ v pravé krajní poloze V krajních polohách po- tenziometru „Plato“ Potenciometr „Anod“ v pravé krajní poloze V krajních polohách po- tenziometru „Anod“ Potenciometr „Plato“ v pravé krajní poloze při stisknutém tlačítku „Sbros“

Čís. mř.	body k připojování ohmetru		poloha přepínače	výchylka ohmetru	Poznámka
	první bod	druhý bod			
7	kolk konektoru 7	svorka +A	-A-	330 Kohm $\pm 20\%$	Potenciometr „Anod“ v pravé krajní poloze
8	kolk konektoru 8	svorka + A	-N-A-1-2-	1500 ohm $\pm 20\%$	Potenciometr „Anod“ v pravé krajní poloze
9	svorka - A	kostra patice elek- tronky šp. 4	-1-2-	nula 10 - 160 Kohm $\pm 20\%$	V krajních polohách po- tenciometru „Ustanovka nula“. Potenciometr „Anod“ v krajní pravé poloze
10	svorka + N _e	kostra svork. des- tíčka kont. 2	nula nula	nula nula	
11	svorka - N _e	svork. des- tíčka kont. 4	nula	nula	
12	kondenzátor 27 špička 2	kondenzátor 27 špička 2	-1-	nula	
13	kondenzátor 24 špička 1	kondenzátor 24 špička 2	nula	nula	při stlačeném tláčítce „Sbros“
14	kondenzátor 32 špička 1	kondenzátor 32 špička 2	nula	nula	při stlačeném tláčítku „Sbros“
15	patice elek- tronky šp. 6	patice elek- tronky šp. 3	-N-A-2-	3,2 - 5,4 Mohm $\pm 20\%$	V krajních polohách po- tenciometru „Cítivost 2“, v krajních polohách po- tenciometru „Cítivost 1“
	patice elek- tronky šp. 7	-1-	1,0 - 4,3 Mohm $\pm 20\%$		
	krota	Vyk-	4,5 Mohm $\pm 20\%$ nula nekonečno		Tláčítko „OSV“ vyplnuto